

Cadastro / Registro M.S.:

10369460118

Modelos cadastrados:

18G 1.29 X 90 MM QUINCKE /LÁPIS ROSA; 19G 1.10 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS CREME ; 20G 0.90 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS AMARELO ; 21G 0.80 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS VERDE ; 22G 0.70 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS PRETO ; 23G 0.65 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS AZUL MARINHO ; 24G 0.55 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS ROXO ; 25G 0.50 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS LARANJA ; 26G 0.45 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS MARROM ; 27G 0.40 X 90 MM QUINCKE/LÁPIS CINZA ; 22 G 0.70 X 50 MM PONTA QUINCKE/ LÁPIS PRETO ; 22 G 0.70 X 124 MM PONTA QUINCKE/LÁPIS PRETO ; 22 G 0.70 X 150 MM PONTA QUINCKE/ LÁPIS PRETO ; 24 G 0.55 X 50 MM PONTA QUINCKE/ LÁPIS ROXO ; 24 G 0.55 X 101 MM PONTA QUINCKE/ LÁPIS ROXO ; 24 G 0.55 X 124 MM PONTA QUINCKE / LÁPIS ROXO ; 24 G 0.55 X 150 MM PONTA QUINCKE /LÁPIS ROXO ; 25 G 0.50 X 50 MM QUINCKE/LÁPIS LARANJA; 25 G 0.50 X 124 MM QUINCKE/LÁPIS LARANJA; 25 G 0.50 X 150 MM QUINCKE/LÁPIS LARANJA; 25 G 0.50 X 160 MM QUINCKE/LÁPIS LARANJA; 26 G 0.45 X 50 MM QUINCKE/LÁPIS MARROM; 26 G 0.45 X 101 MM QUINCKE/LÁPIS MARROM; 26 G 0.45 X 124 MM QUINCKE/LÁPIS MARROM; 27 G 0.40 X 50 MM QUINCKE/LÁPIS CINZA; QUINCKE/LÁPIS CINZA; 27 G 0.40 X 124 MM QUINCKE/LÁPIS CINZA.

Indicação de Uso:

Dispositivo utilizado para puncionar o espaço espinhal para injeção de anestésicos locais em procedimento de injeção única e coleta de líquido.

Instrução de uso:

Atenção: Somente um médico habilitado para tal pode utilizar este produto.

1. Verifique a validade do produto e a integridade da embalagem, só abra em local adequado e em condições assépticas de manipulação;
2. Selecione o modelo e o tamanho apropriado da Agulha Descartável para Anestesia Espinhal PROCARE®.
3. Cuidadosamente, selecione e limpe o local no paciente a ser introduzido o dispositivo. A assepsia pode ser feita com qualquer solução germicida, como álcool, polvidine, clorexidina e etc.
4. Após a desinfecção da pele do paciente, o ponto de punção (entre as apófises espinhosas das 3ª e 4ª vértebras lombares) é infiltrado com anestésico local.
5. A agulha é então introduzida vagarosamente, na direção do canal medular. Durante a introdução, o anestesista perceberá claramente a punção do ligamento amarelo.
6. Após atravessar o ligamento amarelo, avance um pouco mais a agulha para perfurar a dura-máter.
7. O bordo cortante da agulha deve perfurar a dura-máter verticalmente para que o orifício na dura-máter seja o menor possível.
8. Retire o mandril da agulha e verifique se há gotejamento do líquido.
9. Após a certificação de que o espaço desejado foi atingido, injetar lentamente o anestésico e retire a agulha.
10. Após a realização do procedimento, recolocar a capa da agulha, ainda na seringa e descartar em local apropriado para materiais cortantes potencialmente infectados.

Produto estéril. Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Importante: Não há incompatibilidade dos produtos com nenhum medicamento ou solução que se pretenda utilizar, não há evidências de complicações provocadas pelo produto, desde que esteja garantida quanto à toxicidade (matérias-primas), esterilidade e apirogenicidade.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz direta do sol, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.
- Transportar o produto com os cuidados necessários de forma a manter sua integridade.
- Transporte: os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas.
- Estocagem: em todas as áreas de estocagem antes da utilização, o artigo deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica

ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a boa frequência de limpeza e higiene; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Advertência/Precaução:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
 - Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.
 - Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados de cuidados, para evitar qualquer contaminação.
 - O produto somente poderá ser operado por profissional legalmente habilitado e familiarizado com as técnicas.
 - O produto deve ser utilizado uma única vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.
 - Verificar o prazo de validade e se a embalagem original se mantém intacta. Não utilizar o produto se estiver com prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada.
 - O produto é estéril, não pirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.
 - Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem de blister individual.
 - O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.
 - Não tente reinsertar uma agulha ou parte da mesma já retirada.
- Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro.
- É recomendado que os dispositivos não sejam acentuadamente dobrados, redobrados, angulados, entalhados ou arranhados. Recomenda-se que eles não sejam modelados ou modificados. As características de desempenho dos dispositivos podem ser alteradas pela modelagem ou modificação destes.
 - Se o cateter não puder ser introduzido suavemente, descontinue o uso.
 - Não use força excessiva para avançar a agulha.

Validade:

3 Anos

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua padre damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067

Fabricante: Shanghai Sa Medical Plastic Instruments CO LTDA

Nº 18, Hengxi Road, Pujian Industrial Development Zone, Minhang District, Shanghai, P.R.China