

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:

Hospitalar

MARCA:

Labor Import

FABRICANTE:

Shandong Weigao

ORIGEM:

China

REGISTRO ANVISA:

10369460064

CLASSE DE RISCO

II

Características Técnicas

- Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica.
- Bisel trifacetado.
- Conector em plástico colorido conforme padrão universal para identificação do tamanho.
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Canhão 6% luer que permite o acoplamento seguro.
- Produto látex-free.

Composição

- Cânula: aço inoxidável.
- Capa protetora: polipropileno.

Validade

Produto com validade de 3 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Dispositivos utilizados para injetar substâncias intramusculares, intravasculares, coleta sanguínea e fluídos corpóreos.

Código	Descrição	Dimensões	Cor	Apresentação
80081	AGULHA HIPODERMICA 25X7 (SW)	22G x 1"	Preto	Caixa com 100 unidades
80082	AGULHA HIPODERMICA 25X8 (SW)	21G x 1"	Verde	Caixa com 100 unidades
80090	AGULHA HIPODERMICA 30X7 (SW)	22G x 1 ¼"	Preto	Caixa com 100 unidades
80091	AGULHA HIPODERMICA 30X8 (SW)	21G x 1 ¼"	Verde	Caixa com 100 unidades
80092	AGULHA HIPODERMICA 13x4,5 (SW)	26G x ½"	Laranja	Caixa com 100 unidades
80093	AGULHA HIPODERMICA 20x5,5 (SW)	24G x ¾"	Púrpura	Caixa com 100 unidades
80094	AGULHA HIPODERMICA 40x12 (SW)	18G x 1 ½"	Rosa	Caixa com 100 unidades
80095	AGULHA HIPODERMICA 25x6 (SW)	23G x 1"	Azul	Caixa com 100 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damasco, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525