

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:

Hospitalar

MARCA:

Solidor®

FABRICANTE:

Anhui Easyway Medical

ORIGEM:

China

REGISTRO ANVISA:

10369460190

CLASSE DE RISCO

II

Características Técnicas

- Cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica e apirogênica.
- Agulha com bisel trifacetado e siliconizado, permitindo uma introdução suave e atraumática.
- Canhão identificado com cor correspondente ao número do calibre.
- Conector em plástico colorido conforme padrão universal para identificação do tamanho.
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico (PGC).
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Canhão 6% luer que permite o acoplamento seguro.
- Atende a Norma ISO 7864:2010.
- Produto látex-free.

Composição

- Cânula: aço inoxidável.
- Capa protetora: polipropileno.
- Canhão: polipropileno.

Validade

Produto com validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Dispositivos utilizados para injetar substâncias intramusculares, intravasculares, coleta sanguínea e fluidos corpóreos.

Código	Descrição	Dimensões	Cor	Apresentação
341	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 SOLIDOR	22G x 1"	Preto	Caixa com 100 unidades
342	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 SOLIDOR	21G x 1"	Verde	Caixa com 100 unidades
343	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 SOLIDOR	22G x 1 ¼"	Preto	Caixa com 100 unidades
344	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 SOLIDOR	21G x 1 ¼"	Verde	Caixa com 100 unidades
345	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 SOLIDOR	18G x 1 ½"	Rosa	Caixa com 100 unidades
346	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 SOLIDOR	26G x ½"	Laranja	Caixa com 100 unidades
365	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 C/100 SOLIDOR	24G x ¾"	Púrpura	Caixa com 100 unidades
366	AGULHA HIPODERMICA 25X6 C/100 SOLIDOR	23G x 1"	Azul	Caixa com 100 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



