

Produto: Medix Brasil – Propé descartável em polipropileno, não tecido

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: isento, não considerado EPI.

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>O Propé Descartável Medix Brasil em polipropileno não tecido, com elástico, não estéril.</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>O Propé Descartável em polipropileno não tecido Medix Brasil, foi desenvolvido para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais de Saúde ou outros profissionais, para o ambiente, durante procedimentos onde há necessidade que fiquem limpos, evita o desprendimento de partículas de sujeira em áreas que tenham a necessidade de alta limpeza e protege o usuário contra respingos de fluidos e outras substâncias utilizadas em procedimentos, é um artigo descartável, destinado para exames e procedimentos gerais, para a proteção de pacientes e profissionais de saúde, como também é destinada para o auxílio da garantia de qualidade e proteção contra contaminação durante procedimentos estéticos, gastronômicos e industriais em geral.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricado em Polipropileno não tecido ✓ Não estéril ✓ Com elástico ✓ Soldado eletronicamente ✓ Cor: branca ✓ Tamanhos: único ✓ Dimensões: 15 x 40cm ✓ Gramatura: 25g/m² ✓ Validade 5 anos ✓ Descartável e de uso único
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem principal: pacote plástico com 100 unidades. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 20 pacotes, 2000 unidades.</p>
<p>ORIENTAÇÕES DE USO</p>	<p>Para o uso do produto calçar de maneira que envolva todo o calçado, após executar o procedimento retirar e descartar em local apropriado</p>
<p>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</p>	<p><i>“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROIBIDO REPROCESSAR; NÃO ESTÉRIL; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”;</i> Ler atentamente as Instruções de Uso; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;</p>

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O Propé Descartável Medix Brasil, deve ser armazenado em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil
Fone: +55 (45) 3039-4242
SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini
CRF-PR N° 25368
Louise Marine Wittlich Succo
CRF-PR N° 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

