



INSTRUÇÕES DE USO	DATA: 09/09/2021
	REVISÃO: 00

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	
NOME COMERCIAL: FAMÍLIA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS DESCARTÁVEIS NÃO ARTICULADOS CORTANTES KOLPLAST	
Nº DO PROCESSO: 25351.440441/2009-50	Nº DO REGISTRO: 10237610068
2. USUÁRIO	
Para uso do profissional médico ou paramédico, de acordo com a técnica do seu domínio.	
3. INSTRUÇÕES DE USO	
CURETA: Movimentar a lâmina circular da cureta sobre a área a ser examinada de forma a obter descamação das células superficiais	
PUNCH: Posicionar a lâmina tubular perpendicularmente à área a ser examinada; Realizar movimento giratório do cilindro de forma a obter fragmentos delimitados da pele.	