

**Seringa hipodérmica estéril de uso único  
para uso manual sem agulha.**

***RYMCO MEDICAL S.A.S***

<b>Importador e Distribuidor no Brasil:</b>  <b>COLBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b> ESTRADA DOS ESTUDANTES, Nº 349- RIO COTIA COTIA /SP CEP 06707050 Tel. (11) 3405-5854	<b>Fabricante Legal:</b>  <b>RYMCO MEDICAL S.A.S</b> Calle 80 n°78B-51 Barranquilla, Colombia  <b>Origem:</b> Colombia
---	--

**Registro ANVISA nº:** 81418620001

**Responsável Técnico:** FERNANDA CERVEIRA RIBEIRO– CRF/SP nº 37702

**Data de Fabricação:** DD/MM/AAAA

**Validade:** 05 ANOS

**Nome Técnico:** Seringas Descartaveis (2501580)

**Conteúdo:**

<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>
RYMCO	PT017100	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 3 ml Luer Lock	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT017300	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 5ml Luer Lock	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT017500	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 10 ml Luer Lock.	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT017700	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 20 ml Luer Lock	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT037700	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 1 ml Luer Slip	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT017000	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 1 ml Luer Slip	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT017200	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 3 ml Luer Slip	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.

## **MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO**

RYMCO	PT017400	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 5 ml Luer Slip	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT017600	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 10 ml Luer Slip	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT017800	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 20 ml Luer Slip	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.
RYMCO	PT037800	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual 10ml Luer Lock	Unitaria ou caixas com 100, 200, 250,300, 350, 400, 450, 500,550, 600, 650 ou 700 unidades.

### **INDICAÇÃO DE USO**

A Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha é um dispositivo médico utilizado para extrair e fornecer substâncias ou fluidos para o corpo.

### **PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**

A Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha é um dispositivo médico utilizado para extrair e fornecer substâncias ou fluidos para o corpo. Seu uso correto e seguro depende do procedimento a ser realizado em menos tempo, sem erros, dando a máxima segurança do utilizador e risco mínimo de acidentes.

### **MODO DE USO**

- 1- Abra a embalagem corretamente;
- 2- Acople a agulha na seringa girando-a e fazendo pressão;
- 3- Deslize o embolo para ter um melhor desempenho;
- 4- Desinfetar o frasco do medicamento;
- 5- Segure corretamente o frasco com a mão, introduza a agulha e aspire o medicamento;
- 6- Retire o ar de dentro da seringa, empurrando o embolo suavemente e com cuidado para não expelir o medicamento;
- 7- Aplique o medicamento na área correta do paciente;
- 8- Descarte a agulha de forma segura no coletor específico.

### **PRECAUÇÕES**

Mantenha em local fresco, seco e protegido dos raios solares.

Mantenha longe de produtos químicos.

Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Use uma vez e destruir. Não voltar a esterilizar.

Recomendações gerais para usar a seringa com segurança:

- Lavar as mãos antes de realizar a preparação do medicamento e abrir a embalagem da seringa.
- Sempre use luvas descartáveis para administrar medicamentos de preparação e abertura da seringa.
- Escolha a seringa apropriada de acordo com o volume de medicamento a ser aplicado.
- Para as drogas de 1 a 2 ml, não usar seringas maior volume de 5 ml.
- Sempre usar seringas descartáveis, estéreis e originários da integridade da embalagem antes da sua data de expiração.
- Para abrir, use as abas da embalagem aberta, não rasgar o papel.
- Depois da embalagem aberta da seringa, deve ser utilizado imediatamente, de outra forma rejeitar.
- Descarte a seringa imediatamente após o uso em local devidamente sinalizado.

## **MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO**

### **MANIPULAÇÃO**

Após a utilização da Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha, realizar o descarte em local devidamente identificado para o mesmo.

### **VALIDADE**

05 ANOS

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

### **DIMENSÕES**

<b>Modelo</b>	<b>Descrição</b>
PT017100	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 3 ml Luer Lock
PT017300	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 5ml Luer Lock
PT017500	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 10 ml Luer Lock.
PT017700	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 20 ml Luer Lock
PT037700	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 1 ml Luer Slip
PT017000	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 1 ml Luer Slip
PT017200	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 3 ml Luer Slip
PT017400	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 5 ml Luer Slip
PT017600	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 10 ml Luer Slip
PT017800	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual sem agulha 20 ml Luer Slip
PT037800	Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual 10ml Luer Lock

**USO EM UM ÚNICO PACIENTE  
MANTER EM TEMPERATURA AMBIENTE. ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO,  
SECO, AREJADO, PROTEGIDO DA LUZ SOLAR, VAPORES QUÍMICOS E  
UMIDADE.  
ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO.**

## **MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO**

Declaramos verdadeiras as informações apresentadas neste Modelo de Instruções de Uso.

---

**Responsável Técnica**  
FERNANDA CERVEIRA RIBEIRO  
CRF-SP:37702

---

**Responsável Legal**  
GARY DAN RODRIGUEZ SALCEDO