


*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Diagnóstica
MARCA:
Labor Import
FABRICANTE:
Yancheng Tiandi
ORIGEM:
China
REGISTRO ANVISA:
Não passível de registro
CLASSE DE RISCO
N/A

Características Técnicas

- Produzidas com alto padrão de qualidade.
- Espessura: 1 a 1,2 mm.
- Dimensões: 26 x 76 mm.
- Embaladas à vácuo, com papel anti-fungo.

Composição

Produzidas em vidro de alto padrão.

Validade

Produto com validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Indicado para análise de materiais e peças histológicas em microscopia.

Código	Descrição	Apresentação
3911	LAMINA FOSCA 26X76MM C/50 (YA)	CAIXA COM 50 UNIDADES
3912	LAMINA LISA 26X76MM C/50 (YA)	CAIXA COM 50 UNIDADES

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525