

Produto: Medix Brasil – Scalp dispositivo de infusão intravenoso.

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: Não aplicável.

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>Scalp dispositivo de infusão intravenoso - Medix Brasil é um dispositivo periférico agulhado com asas de suporte em formato de borboleta, de uso único, descartável, concebidos para acessar o sistema vascular por curto período.</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>Para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue, bem como para introdução de solução ou coleta de fluidos.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agulha é fabricada em aço inoxidável ✓ Cubo da agulha fabricado em PVC flexível e transparente, de grau médico ✓ O punho da agulha fabricado em ABS ✓ O protetor é fabricado em Polietileno de grau médico ✓ O tubo é fabricado em PVC flexível de grau e transparente ✓ Estéril, por Óxido de Etileno ✓ Disponível nos tamanhos: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G e 27G ✓ Atóxico e apirogênico ✓ Validade 5 anos ✓ Descartável e de uso único
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem Primária: acondicionado individualmente em saco tipo polybag ou em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica. Embalagem de Transporte: caixas de papelão contendo 20 caixas com 100 blisters cada (2000 escalpes esterilizados).</p>
<p>ORIENTAÇÕES DE USO</p>	<p>Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem; Verificar a integridade da embalagem e retirar o "escalpe" da embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso; Executar o procedimento; Após o uso, retirar o escalpe, descartando-o imediatamente em local para materiais contaminados;</p>
<p>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</p>	<p><i>"PRODUTO DE USO ÚNICO"; "DESTRUIR APÓS O USO"; "PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ"; "PROIBIDO REPROCESSAR"; "ESTÉRIL"</i> Ler atentamente as Instruções de Uso; Não reinserir o scalp após a sua retirada; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;</p>
<p>ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE</p>	<p>Scalp dispositivo de infusão intravenoso - Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento</p>

Medix

BRASIL

	máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.
--	---

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR Nº 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

