

ESCOVA SECA VIC

Código: FT 038

Revisão: 02

Emissão: Agosto/2018

DESCRIÇÃO

Escova seca Vic, é uma escova não estéril, formada por um conjunto de cerdas de Polietileno e Esponja de Poliuretano, utilizada para desiquinação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ou seja, corresponde à lavagem inicial e escovação das mãos, removendo, assim, a flora transitória e parte da flora permanente. É importante enfatizar que a escovação das mãos diminui consideravelmente o número de germes presentes na superfície da pele, mas não impede que a flora remanescente se multiplique logo a seguir, devendo ser realizada a antissepsia complementar.

INDICAÇÕES

Escova seca Vic é utilizada como um acessório para auxílio na desiquinação e antissepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica no pré-operatório.

RESTRIÇÕES DE USO

Escova seca Vic é contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade aos componentes do produto (polietileno e poliuretano).

INSTRUÇÕES DE USO

Uso externo.

Escova seca Vic deve ser utilizada conforme a técnica de lavagem de mãos, para auxiliar a desiquinação e lavagem complementar, na antissepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica no pré-operatório.

APRESENTAÇÃO

Escova - Caixa contendo 48 unidades.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

ESCOVA SECA VIC

Código: FT 038

Revisão: 02

Emissão: Agosto/2018

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“PRODUTO DE USO ÚNICO, DE CARTAR APÓS O USO.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

COMPOSIÇÃO

Escova em polietileno e esponja em poliuretano.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente, em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

REGISTRO ANVISA

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.