


Especificação Técnica de Produto

Código	EXT0040120L
Produto	Extensor para infusão de 120 cm com 3 french com ponta distal luer lock
ANVISA	80463910046
Marca	ForteCare
Fabricante	ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli
Procedência	Produto Nacional
Tipo de Esterilização	Gás Óxido de Etileno
Validade	36 meses da data de Fabricação
Descrição do Produto	Extensor composto de luer lock macho tampado e luer lock fêmea tampado Extensão: 120 cm de tubo de PVC cristal Diâmetro do tubo: 1.0 x 2.0 mm – 3 French
Volume interno	± 1,0 ml
Apresentação	Extensor embalado individualmente, com protetores nas extremidades, estéril, apirogênico e atóxico. Isento de látex.
Embalagem	Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que garante a integridade do produto e sua esterilidade. Embalagem que apresenta evidências irreversíveis após abertura.
Normatização	Produto conforme RDC 16 de 2013
Desenho esquemático	

REV 06- 23/02/2021

