

FICHA DE INSTRUÇÃO DE USO

Atendimento à RDC nº 431/2020

NOME TÉCNICO: COMPRESSA CÓDIGO: 2501230	PRODUTO- NOME COMERCIAL: COMPRESSA DE GAZE NEVE- PACOTE	
FABRICANTE: NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA. CNPJ: 33.839.828/0001-97		
AUTORIZAÇÃO ANVISA: 8.18.558-3 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAMON TELES MARQUES – CRQ 04265845		
Nº DO PROCESSO: 25351.627191/2019-11	Nº DO REGISTRO/CADASTRO: 81855830015	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: II- Médio Risco
MODELOS DO PRODUTO:	09 FIOS: 7,5X7,5CM - 10X10CM 11 FIOS: 7,5X7,5CM - 10X10CM 13 FIOS: 7,5X7,5CM- 10X10CM	
INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE: O indicado para uso em procedimentos hospitalares em tratamentos e procedimentos cirúrgicos para absorção de líquidos, sangue ou exsudatos e secreções e assepsias, também servindo de anteparo traumático para as vísceras e tecidos.		
ADVERTÊNCIA: Produto não estéril. Proibido reprocessar.		
PRECAUÇÕES: Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora do seu prazo de validade;		
MODO DE USO DO PRODUTO: As embalagens devem ser abertas somente no momento do uso. A compressa deve ser usada de forma fechada "dobrada". Utilizar em cirurgias e procedimentos em geral, aplicando a compressa para absorção de fluídos. Ao término do procedimento cirúrgico, se este for o caso, deve-se proceder a recontagem das compressas utilizadas, garantindo a segurança do procedimento.		
Este documento dispensa assinaturas.		