

DESCRIPTIVO TÉCNICO DA AGULHA DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA – AVF

- 1. Agulha para punção arterial e venosa para procedimento de hemodiálise AVF 15G:** agulha com cânula 15G de parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, com 300mm de comprimento, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor creme, com trava de segurança; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock) e Protector (protetor da cânula); embalagem individual, apirogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.
- 2. Agulha para punção arterial e venosa para procedimento de hemodiálise AVF 16G:** agulha com cânula 16G de parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, com 300mm de comprimento, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor verde, com trava de segurança; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock) e Protector (protetor da cânula); embalagem individual, apirogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.
- 3. Agulha para punção arterial e venosa para procedimento de hemodiálise AVF 17G:** agulha com cânula 17G de parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, com 300mm de comprimento, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor laranja, com trava de segurança; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock) e Protector (protetor da cânula); embalagem individual, apirogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.

AGULHA TRIFACETADA


TAMANHO	CÓDIGO	COR DA ASA	CÂNULA	TUBULAÇÃO	EMBALAGEM
15 G	FA+2152530BCBC	Creme	25 mm	30 mm	Dupla
16 G	FA+2162530BCBC	Verde			
17 G	FA+2172530BCBC	Laranja			
15 G	FA+152530BCN	Creme			Simples
16 G	FA+162530BCN	Verde			
17 G	FA+172530BCN	Laranja			

AGULHA TRIFACETADA DE TUBO CURTO

TAMANHO	CÓDIGO	COR DA ASA	CÂNULA	TUBULAÇÃO	EMBALAGEM
17 G - TC	FA+2172020BCP	Laranja	20 mm	20 mm	Dupla

Imagem:

AVF Trifacetada



Reg. ANVISA M.S. N° 10324860002

AVF tubo curto

PRODUTO EXCLUSIVO NIPRO®

CÂNULA COM 20mm

Evita a transfixação do acesso.



TUBULAÇÃO COM 20CM

Tubo mais curto evita a tração durante a fixação.