

TALA METÁLICA POLAR FIX

Modelo comercial: 12 x 180 mm / 16 x 180 mm / 19 x 180 mm / 26 x 180 mm / 12 x 250 mm
16 x 250 mm / 19 x 250 mm / 26 x 250 mm

Indicação de uso: Tala com espuma utilizada na imobilização provisória de membros quando em caso de fraturas ou entorses

Instrução de uso: Selecionar o tamanho da tala de acordo com o local a ser imobilizado; retirar a tala de sua embalagem e fixa-lo ao membro que necessite de imobilização de forma adequada; Produto descartável, após o uso descartar em local apropriado.

Composição: Espuma e alumínio

Advertências / Precauções: Conservar em local seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta. O fabricante recomenda uso único

Validade: 05 anos.

Número Anvisa: 8003400060

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64

Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: 0800191099 – sac@polarfix.com.br

Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br