

LANTERNA CLÍNICA PENLIGHT - RADIANTLITE II



- Lanterna de alta performance com iluminação LED 3V
- Conteccionada em metal leve de alta qualidade
- Acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência
- LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas
- Conveniente clip de bolso




- CK-909-1 - Preta
- CK-909-2 - Vermelha
- CK-909-3 - Verde
- CK-909-4 - Cobre
- CK-909-5 - Violeta
- CK-909-6 - Rosa
- CK-909-7 - Azul
- CK-909-8 - Amarela
- CK-909-9 - Laranja
- CK-909-10 - Branco

ANVISA:80070210015



LANTERNA CLÍNICA PENLIGHT - RADIANTLITE II



Importante:

- 1- Remova as pilhas quando não estiver sendo utilizada.
- 2- Mantenha fora do alcance de crianças.
- 3- Não mergulhe em substâncias líquidas.
- 4- Evite exposição excessiva à luz solar direta ou calor.
- 5- Temperatura de operação e armazenamento 10°C a 40°C.



Chin Kou Medical Instrument Co., Ltd.
Taiwan



Comércio de Mat. Médicos Hosp. Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294

Segurança



REF CK-909-1

LOT XX-XXXXX

XX-XX

VALIDADE INDETERMINADA
ANVISA:80070210015



7 899636 100092

COR: PRETA

20 mm

60,1 mm

18,1 mm