

## **AVENTAL DESCARTÁVEL POLAR FIX**

**Modelo Comercial:** Sem manga; manga curta; manga longa com punho de lastex; manga longa sem punho de lastex (P; M; G; GG), Gramatura: 20g/m<sup>2</sup>; 30m/g<sup>2</sup>; 40g/m<sup>2</sup>, 50g/m<sup>2</sup>.

**Indicação de uso:** Indicado para procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser utilizado por equipe médica, enfermeiros e pacientes.

### **Instrução de uso:**

Verificar se a embalagem não foi violada, em caso positivo descartar o produto; Retirar o avental de sua embalagem e utilizar, de acordo com os procedimentos padronizados do hospital; Adaptar ao corpo de modo confortável, cobrindo totalmente a roupa; Executar o procedimento; Retirar o avental, descartando imediatamente em local apropriado; Por ser um produto de uso único, o mesmo deverá ser destruído após o uso.

**Advertências / Precauções:** Armazenar em lugar limpo evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. Produto de uso único, destruir após o uso. Contém látex natural. Pode causar alergia.

**Validade:** 05 anos

**Número Anvisa:** 8003400033

**Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.**

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64

Indústria Brasileira

**Atendimento ao consumidor:** 0800 191099 – sac@polarfix.com.br

**Responsável Técnica:** Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br