



MODELO DE RÓTULO

Nome comercial: **AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL SMS
ESTÉRIL FERRAZ**

Nome técnico: **Vestimenta cirúrgica**

Contém: 01 ou 10 unidades

Cor: Azul

Produto de uso médico-hospitalar

Produto de uso único

Produto estéril – Esterilizado por óxido de etileno

Proibido reprocessar

Descartar após o uso

Composição: TNT – Não tecido 100% Polipropileno (PP).

Precauções: Não utilizar após prazo de validade vencido, se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida, e na presença de fogo. Usar para a finalidade indicada.

Armazenamento: Transportar em sua embalagem original até o momento de sua utilização, e armazenar em temperatura ambiente em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar direta.

Instruções de uso: Vide folheto de Instruções de Uso.

Advertências: Vide folheto de Instruções de Uso.

Lote:

Data de Fabricação:

Validade:

FABRICADO POR:

FERRAZ PRODUTOS MÉDICOS ODONT. E HOSP. LTDA. ME.

Rua João Chiaramonte, 356 – Jd. Caxambú –

Cep 13218-670 – Jundiaí – SP

CNPJ 03.690.828/0001-07 Indústria Brasileira

Aut. Func.: MS: 8.04.689-3

Responsável Técnica: Marta Ferraz Wiendenbrug
CRO/SP 45061

Fone: (11) 4584-0584
www.dentalferraz.com.br

Registro Anvisa nº 80468930004

Marta Ferraz Wiendenbrug

Representante Legal
Marta Ferraz Wiendenbrug
CPF 119.181.578-12

Marta Ferraz Wiendenbrug

Responsável Técnica
Marta Ferraz Wiendenbrug
CRO/SP 45061