

Descrição do Produto:

Drenagem Mediastinal / Pleural / Pós-Cirúrgico Cardíaco / Situações de trauma do tórax (Pneumotórax, Hemotórax, Empiema e Hidrotórax)/ Cirurgias Cardiovasculares.

Também chamado de SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL/PLEURAL, ou SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX ou simplesmente KIT TORAX.

- SISTEMA DE DRENAGEM TORACICO: para drenar líquidos e secreções do pulmão.

- SISTEMA DE DRENAGEM TORACICO CARDÍACO: para drenar líquidos e secreções da cavidade cirúrgica no pós-operatório de cirurgia Cardíaca.

Indicações: Cirurgias Cardíacas, Torácicas e Pulmonares.

Componentes:

1- FRASCO COLETOR Com capacidade de 120 / 250 / 500 / 1000 / 2000 ml em PVC cristal atóxico rígido com escala graduada para aferição do volume drenado.

- TAMPA em PP (polipropileno), com três orifícios externos, onde no orifício central, é conectada a EXTESÃO EM PVC ATOXICO FOSCO de aproximadamente 1,20 m., com ESPIRAL ANTI-DOBRA para evitar colabagem; PINÇA CORTA FLUXO, e CONECTOR INTERMEDIÁRIO reto em PE (polietileno) de calibre adequado ao Dreno Torácico a ser inserido. Os outros dois orifícios, um é fechado por um tampão cônico e o outro é conectado um tubo prolongador em PVC atóxico fosco de aproximadamente 5 cm.; e um interno, onde é conectado o TUBO DE MARIOT (selo d'agua).

- ALÇA ou CORDÃO em PVC de aproximadamente 2 mm. x 1,0 m. de comprimento, aproximadamente, para auxiliar a locomoção do paciente.

Embalagens:

1ª embalagem: Papel Grau Cirúrgico, com abertura asséptica.

2ª embalagem: Individual: Caixa de papelão micro ondulado (OPCIONAL).

3ª embalagem: Caixa de papelão para transporte.