

## ATADURA DE ALGODÃO POLAR FIX

**Modelo Comercial:** (06, 08, 10, 12, 15, 20cm) x 1,00m / (06, 08, 10, 12, 15, 20cm) x 1,50m  
(06, 08, 10, 12, 15, 20cm) x 1,80m / (06, 08, 10, 12, 15, 20cm) x 3,00m

**Indicação de uso:** Auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica no acolchoamento/proteção entre a pele e o imobilizador.

**Composição:** 100% algodão cru.

**Instrução de uso:** Aplicar sempre sobre uma previa proteção com malha tubular e nunca diretamente sobre a pele. Abrir a embalagem somente em local limpo, sob condições de assepsia, no momento do uso. Não reutilizar o produto.

**Advertências / Precauções:** O produto deve ser manuseado com cuidado de modo a não provocar dobras, perfurações e não expor a umidade durante o armazenamento. O fabricante recomenda uso único

**Validade:** 05 anos.

**Número Anvisa:** 8003400044

**Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.**

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64

Indústria Brasileira

**Atendimento ao consumidor:** 0800191099 – sac@polarfix.com.br

**Responsável Técnica:** Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br