

**Cadastro / Registro M.S.:**

10369460104

**Modelos cadastrados:**

Nº9, Nº10, Nº11, Nº12, Nº15, Nº17, Nº18, Nº20, Nº21, Nº22, Nº23, Nº24, Nº25, Nº26, Nº28, Nº30, Nº32, Nº34, Nº36.

**Indicação de Uso:**

As Laminas são utilizadas em procedimentos clínicos e cirúrgicos, onde seja necessário o corte de tecidos moles.

**Instrução de uso:**

1. Escolha a lâmina com a dimensão desejada.
2. Verifique a integridade da embalagem e a data de vencimento.
3. Realizar a assepsia no local da incisão com uma compressa umedecida em álcool 70% ou polivinilpirolidona.
4. Abrir o invólucro o mais próximo da utilização.
5. Adotando um procedimento asséptico conectar a lâmina a um cabo de bisturi.
6. Uso único.

**Conservação, Armazenamento e Transporte:**

Estocar em temperatura ambiente (2° a 45° C) com umidade entre 40 - 80%.

**Advertência/Precaução:**

Verificar a integridade da embalagem, data de esterilização e data de validade antes de utilizar o produto.

**Validade:**

5 anos

**Contraindicação:**

Não se aplica

**Importado e Distribuído:**

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua padre damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

**CNPJ:** 01.005.728/0001-79

**Filial:** CNPJ: 01.005.728/0011-40

**SAC:** 0800 6658007

**Resp. Técnica:** Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067

**Fabricante:** Huaian Tianda Medical Instruments Co. Ltd.

Nº106, Songjiang Road, Huaiyin District – Huaian Jiangsu Province – Republica popular da China

