

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Hospitalar
MARCA:
Labor Import
FABRICANTE:
Poly Medicure
ORIGEM:
Índia
REGISTRO ANVISA:
10369469016
CLASSE DE RISCO
I

Características Técnicas

- Sistema fechado com válvula anti refluxo.
- Bolsa com capacidade para 2000 ml e graduada a cada 100 ml.
- Tamanho: altura 29,5 cm e largura 22 cm.
- Possui suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão.
- Pinça corta fluxo do tipo clamp.
- Tubo extensor em PVC de 120 cm, transparente, atóxico, flexível e sem efeito memória.
- Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Embalado individualmente por filme polimérico termoselado com Tyvek.
- Produto látex-free.

Composição

- Bolsa: PVC transparente
- Pinça corta fluxo: Policarbonato
- Cordão: algodão
- Tubo extensor e Tubo de Drenagem: PVC
- Conector, Tampa, Suporte para fixação e Válvula de Drenagem: policarbonato.
- Ponto para coleta de amostras: isopropeno (no modelo com ponto de coleta)

Validade

Produto com validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

A Bolsa coletora de urina é indicada para drenagem, coleta e menuração da diurese de pacientes submetidos à sondagem vesical de demora ou de alívio.

Código

4950

Descrição

BOLSA COL URINA S/F 2000 ML

Apresentação

Unitária

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

