

Atadura de Crepom Eduarda

1. Informações da Empresa

Razão Social: American Medical Indústria Têxtil Ltda

CNP: 10.403.238/0001-11

Endereço: Rodovia BR 135 Km 628 + 930 m; S/N; Zona Rural; Curvelo/MG; CEP: 35.797-899

AFE: 8.14819.0

Responsável Técnico: Bárbara Pereira Mendes

2. Descrição do Produto

- Nome Técnico: Ataduras
- Nome Comercial: Atadura de Crepom Eduarda
- Notificação na ANVISA: 81481900008
- Constituída de uma faixa contínua de tecido misto: sendo 80% algodão, 16% poliéster e 4% elastano, com propriedades elásticas e composta de composta de ligamento de tela (tafetá)/crochê. Apresenta-se não estéril e enrolada em si mesma, com largura e comprimento pré-determinados.
- Embalada individualmente em filme de Polipropileno Biorientado (BOPP).
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

3. Apresentação do Produto

- Embalagem com 1 unidade;
- Dimensões: 4 cm x 1,2 m; 6 cm x 1,2 m; 8 cm x 1,2 m; 10 cm x 1,2 m; 12 cm x 1,2 m; 15 cm x 1,2 m; 20 cm x 1,2 m; 25 cm x 1,2 m e 30 cm x 1,2 m. 4 cm x 1,8 m; 6 cm x 1,8 m; 8 cm x 1,8 m; 10 cm x 1,8 m; 12 cm x 1,8 m; 15 cm x 1,8 m; 20 cm x 1,8 m; 25 cm x 1,8 m e 30 cm x 1,8 m.

4. Indicação de Uso/Finalidade

A Atadura de Crepom Eduarda é indicada para rotinas de ortopedia, nas atividades esportivas para imobilizações e enfaixamentos, como coadjuvante na prevenção a contusões e em terapia compressiva.

5. Instrução de Uso

Retirar a atadura da sua embalagem e envolver a região a ser comprimida até o total do comprimento da atadura.

6. Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar.

7. Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- As ataduras devem ser justas, porém não apertadas de forma a não interferir na circulação sanguínea. Deve-se afrouxar a atadura se ocorrer inchaço, manchas, sensação de frio, entorpecimento ou formigamento da área a ser tratada.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado.

8. Contraindicações

Não se aplica.

9. Efeitos Adversos

Não se aplica.

CÓPIA CONTROLADA