

DADOS TÉCNICOS

- Confeccionado em nãotecido 100% polipropileno com tecnologia SMS;
- Não estéril;
- Oferece conforto e maleabilidade;
- Altamente resistente;
- Possui elástico nos punhos e tiras para amarração na cintura e pescoço;
- Desenvolvido para utilização dos profissionais de saúde em procedimentos clínicos e laboratoriais, tais como exames e curativos;
- O Avental de Procedimento Plus Descarpack deve ser utilizado em procedimentos não estéreis.

MODELO DISPONÍVEL

Modelo	Cor
Manga Longa	Branco

MODELOS CADASTRADOS

Modelo	Cor
Manga Longa	Branco
Manga Longa	Azul
Manga Longa	Amarelo
Manga Longa	Verde
Manga Longa	Rosa
Manga Curta	Branco
Manga Curta	Azul
Manga Curta	Amarelo
Manga Curta	Verde
Manga Curta	Rosa

Sem Manga	Branco
Sem Manga	Azul
Sem Manga	Amarelo
Sem Manga	Verde
Sem Manga	Rosa

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir o pacote;
2. Com as mãos limpas e secas retirar o avental a ser usado;
3. Vestir o avental;
4. Amarrar as tiras para trás, na região do pescoço e da cintura;
5. Após o procedimento descartar o avental em lixo infectante.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar o produto caso este esteja fora da data de validade;
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada;
- Produto não estéril;
- Proibido reprocessar;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Após o uso descartar em local apropriado.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade.

A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente identificado como resíduo infectante (grupo A1 de acordo com a RDC 222/2018) na cor branca e devidamente identificado.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante Responsável: Xiantao Fushi Protective Products Co., Ltd.

Importado e Distribuído por: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

Notificação Anvisa: 10330660125

Responsável Técnica: Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269