

CAPÍTULO 5 – INSTRUÇÕES DE USO, BULA/MANUAL, ROTULAGENS

INSTRUÇÕES DE USO

Nome Técnico	GEL PARA ULTRASSOM
Produto	MEIO DE CONTATO PARA TRANSM. ULTRASSÔNICA
Modelos (se houver)	CARBOGEL ULT
Peso	Conforme embalagem.
Descrição do Princípio Físico ou Tecnologia do Produto	Meio de contato para ultrassom
Indicação de Uso	É indicado como meio de contato para ultrassom (ecografia) simples ou com doppler. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. HIPOALERGÊNICO.
Modo de Uso (Instruções para Uso)	Aplique a quantidade necessária de gel diretamente sobre a pele do paciente ou no transdutor. Sempre higienize as mãos antes de manipular o produto.
Advertências e Precauções	Certifique-se de fechar o recipiente após o uso. Em caso de irritação, procure orientação médica.
Condições de Armazenamento	Mantenha o recipiente fechado, em ambiente seco, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Contraindicações (se houver)	-
Composição	Água, polímero carboxivinílico, neutralizante, umectante, quelante e conservante a base de isotiazolinona.
M.S. (Número de Registro na Anvisa)	80005910004
Prazo de validade	2 anos
Data de Fabricação	MM/AA
Lote	Codificação interna realizada no momento da produção
Fabricado e Distribuído por:	
Razão Social do Fabricante e CNPJ	Carbogel Ind. e Com. Ltda.
Endereço do Fabricante	Endereço e CNPJ de acordo com AFE 8000591
Responsável Técnico + Número de Inscrição na Autarquia Responsável	Resp. Técnico no momento da fabricação + N° CRF

BULA/MANUAL DE USO

Não se aplica.

ROTULAGENS DO PRODUTO

Vide arquivos eletrônicos salvos no servidor da empresa.