

## **KIT CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO ESTÉRIL POLAR FIX**

**Indicação de uso:** garantir a devida proteção do paciente e do profissional da saúde, minimizando transferências cruzadas de agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos odontológicos.

**Instrução de uso:** Abrir a embalagem de forma asséptica e somente no momento do uso. Utilizar conforme procedimentos pré-determinados.

### **Composição:**

1º item) Avental: Composição: 100% Polipropileno - Gramatura: 10g/m<sup>2</sup> a 70g/m<sup>2</sup> (com intervalos de 5 em 5g/m<sup>2</sup>) 2º item) Toalha Absorvente: Composição: 65% viscose e 35% poliéster - Gramatura: 15g/m<sup>2</sup> a 80g/m<sup>2</sup> (com intervalos de 5 em 5g/m<sup>2</sup>) 3º item) Campo Cirúrgico: Composição: 100% polipropileno - Gramatura: 10g/m<sup>2</sup> a 80g/m<sup>2</sup> (com intervalos de 5 em 5g/m<sup>2</sup>) 4º item) Protetor: Composição: 100% Polipropileno - Gramatura: 10g/m<sup>2</sup> a 80g/m<sup>2</sup> (com intervalos de 5 em 5g/m<sup>2</sup>)

**Advertências / Precauções:** Não utilize se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Produto de uso único, proibido reprocessar. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Esterilizado por óxido de etileno.

**Condições de armazenamento:** Armazenar em local limpo e seco.

**Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação.

**Produto esterilizado por óxido de etileno**

**Anvisa n°:** 8003400100

**Fabricado por:** Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.  
Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP CEP: 09370-850 –  
CNPJ: 02.881.877/0001-64 - Indústria Brasileira  
Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339  
Atendimento ao cliente: SAC: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br –  
[www.polarfix.com.br](http://www.polarfix.com.br)