

Produto: Medix Brasil – Touca Descartável com elástico ou tiras

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: isento, não considerado EPI.

## Ficha Técnica

<p><b>IMAGEM DO PRODUTO</b></p>	
<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>	<p>Touca descartável Medix Brasil, com fechamento em elástico ou tiras, não estéril feita em polipropileno não tecido, uso único.</p>
<p><b>INDICAÇÃO DE USO</b></p>	<p>A Touca Descartável Medix Brasil é indicada para evitar a queda de sujeira, partículas e cabelo, em ambientes onde há necessidade de alta limpeza, protege o usuário contra respingos, fluidos, e outras substâncias, é um artigo descartável pode ser utilizada em procedimentos, destinado para exames e procedimentos gerais, para a proteção de pacientes e profissionais de saúde, como também é destinada para o auxílio da garantia de qualidade e proteção contra contaminação durante procedimentos estéticos, gastronômicos e industriais em geral.</p>
<p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fabricado em: polipropileno não tecido</li> <li>✓ Não estéril</li> <li>✓ Cor: branca</li> <li>✓ Modelos: elástico ou tiras</li> <li>✓ Tamanho: único</li> <li>✓ Gramatura: Com elástico 10g/m<sup>2</sup> Com tiras 20g/m<sup>2</sup></li> <li>✓ Dimensões: Com elástico: 48,26cm Com tiras: 64x16cm</li> <li>✓ Validade 5 anos</li> <li>✓ Descartável e de uso único</li> </ul>
<p><b>APRESENTAÇÃO</b></p>	<p>Embalagem principal: pacote plástico contendo 100 unidades. Embalagem de transporte: caixa box (papelão) contendo 10 pacotes, 1000 unidades.</p>
<p><b>ORIENTAÇÕES DE USO</b></p>	<p>Para o uso, colocar o produto na região da cabeça, cobrindo toda a cabeça e cabelo, adaptando com as tiras ou elástico; após executar o procedimento, retirar a touca e descartar em local apropriado.</p>
<p><b>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</b></p>	<p><i>“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROIBIDO REPROCESSAR; NÃO ESTÉRIL; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”;</i> <b>Ler atentamente as Instruções de Uso;</b> Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;</p>

	Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;
<b>ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE</b>	A Touca Descartável Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

**Importador:**

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 [sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

**Responsabilidade Técnica:**

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR N° 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR N° 34371

**Redes Sociais:**

[www.medixbrasil.com.br](http://www.medixbrasil.com.br)



medixbrasil