

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Diagnóstica
MARCA:
Micron Glass
FABRICANTE:
Micron Glass
ORIGEM:
Nacional
REGISTRO ANVISA:
Isento
CLASSE DE RISCO
I

Características Técnicas

- Comprimento: 75mm.
- Diâmetro Interno: 1,10mm.
- Diâmetro Externo: 1,50mm.
- Volume: 70UI.
- Gramatura: 86.
- Produto de uso único e não estéril.

Composição

- vidro alcalino

Validade

Produto com validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Indicados para exames rápidos e microhematocrito.

Código

9070

Descrição

TUBO CAPILAR SEM HEPARINA

Apresentação

500 UNIDADES

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525