

235,00



ÁLCOOL HOSPITALAR 70° INPM

***MATA 99,9% DAS BACTÉRIAS**

**PERIGO:
PRODUTO INFLAMÁVEL**



INFLAMÁVEL
MANTER AFASTADO DO FOGO E DO CALOR.
NÃO PERFURAR A TAMPA.
NÃO DERRAMAR SOBRE O FOGO.



ÁLCOOL HOSPITALAR 70° INPM

***MATA 99,9% DAS BACTÉRIAS**

ATENÇÃO:
MANTER FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS



NÃO INGERIR
EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL
PROCURAR UM MÉDICO IMEDIATAMENTE

33,93

235,00

**DESINFETANTE HOSPITALAR PARA
SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS**

**70°
INPM**

**USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ANTES DE USAR LEIA AS
INSTRUÇÕES DO RÓTULO.**

CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas

PERIGO: PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO INSTITUCIONAL.

PROIBIDO A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

CONTEÚDO 1L

**FABRICADO E COMERCIALIZADO
POR:** Araras Química do Brasil Eireli.
Rua Assis de Souza Brasil, 700
Quadra E – Área Industrial II
CEP: 88845-000 – Cocal do Sul – SC
CNPJ: 09.480.033/0002-31
Fone: +55 (48) 3447-0275
Aut. Func. / M.S. 3.09.155-9
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Filipe Studzinski de Souza
CRQ: 13403267 – XIII Requião – SC
Registro no MS n° _____

VÁLIDO POR: 24 meses
a partir da data de fabricação.
DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE:
Vide gravação no frasco.

SAC : (48) 3447-0275

MODO DE USAR: Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar enxaguar e secar a superfície, em seguida aplicar o produto puro deixando em contato com a mesma durante 10 minutos. Enxaguar novamente se necessário. Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos, em seguida friccionar o produto puro nos artigos deixando em contato com os mesmos durante 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utiliza-los os mais breve possível. Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool (Ex: Superfícies enceradas, laqueadas, pintadas e envernizadas). Não utilizar para desinfecção de alimentos **Especialmente indicado para uso médico-hospitalar (desinfetante).** **Composição:** Álcool Etilico e Água. **Princípio Ativo:** Álcool Etilico 70% (p/p).

RECOMENDAÇÕES DE USO: Usar luvas para sua aplicação. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. **RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:** Manter afastado do fogo e do calor. Não derramar sobre o fogo. Não perfurar a tampa. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM: Conservar o produto em local seguro, longe de crianças e animais, em local coberto, ventilado e abrigado do sol, calor e fontes de ignição. Manter afastado do fogo e do calor.

RECOMENDAÇÕES PARA PRIMEIROS SOCORROS: CUIDADO INFLAMÁVEL! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente.

*Microorganismo testados: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa.

CEATOX: CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800 722-6001.

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.



51,05

98,97