

\*Imagem meramente ilustrativa



**LINHA:**  
Pré-analítica  
**MARCA:**  
Labor Import  
**FABRICANTE:**  
Guangzhou Improve  
**ORIGEM:**  
China  
**REGISTRO ANVISA:**  
10369469012  
**CLASSE DE RISCO**  
I

## Características Técnicas

- Compatível com diversos tamanhos de agulhas, scalps e tubos, próprios para coleta múltipla de sangue (coleta a vácuo).
- Rosca dupla de tipo universal.
- Medidas: altura de  $\pm 5$  cm e diâmetro interno de  $\pm 2$  cm.
- Modelo com protetor de agulha articulado (dispositivo de segurança), ativado pelo usuário – Atende a NR-32
- O sistema de segurança é acionado pelo usuário após o uso, trazendo maior segurança para o profissional.
- Produto descartável e de uso único.
- Não estéril.

## Composição

Fabricado em polipropileno.

## Validade

Produto com validade de 3 anos, a partir da data de fabricação.

## Indicação de Uso

Utilizado como suporte dos tubos em coletas de sangue a vácuo.

Código	Descrição	Apresentação
50099	ADAPTADOR SAFETY ARTICULADO (COVER) C/ 40	Pacote com 40 unidades

## CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525