

\*Imagem meramente ilustrativa



**LINHA:**

Diagnóstica

**MARCA:**

New Prov

**FABRICANTE:**

New Prov

**ORIGEM:**

Brasil

**REGISTRO ANVISA:**

Não passível de registro

**CLASSE DE RISCO**

N/A

## Características Técnicas

- Frasco contendo 100 mL.
- Índice de refração: 1,4950-1,5050
- Viscosidade: 250-300 cST
- Densidade: 0,980-0,999 g/ml

## Composição

Óleo de rícino: 800 mL/L; Benzoato de benzila: 200 mL/L.

## Validade

Produto com validade de 24 meses, a partir da data de fabricação.

## Indicação de Uso

Óleo para microscopia ótica de imersão

Código	Descrição	Apresentação
9049	OLEO IMERSAO 100ML (NP)	UNITÁRIO

## CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525