


\*Imagem meramente ilustrativa



**LINHA:**  
Hospitalar  
**MARCA:**  
Solidor®  
**FABRICANTE:**  
Medico Electrodes  
**ORIGEM:**  
Índia  
**REGISTRO ANVISA:**  
10369460179  
**CLASSE DE RISCO**  
I

### Características Técnicas

- Produto descartável e não estéril.
- Com aderência eficiente de longa duração (72 horas).
- Gel médico sólido condutor.
- Pino e contra-pino.
- Capa plástica, com logotipo da marca.
- Formato gota.

### Composição

- Base de espuma de alta densidade: poliestileno 1mm de espessura;
- Gel sólido: Cloreto de potássio (KCl);
- Pino prendedor metálico: aço -inox;
- Contra-pino: Cloreto de Prata (AgCl);
- Apresentação: caixa com 10 pacotes com 50 eletrodos cada.

### Validade

Produto com validade de 2 anos, a partir da data de fabricação.

### Indicação de Uso

Dispositivos utilizados para realização de eletrocardiograma, monitorização eletrocardiográfica, teste ergométrico, holter, teste de esforço, entre outros.

Código	Descrição	Apresentação
99	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF C/500 SOLIDOR	Caixa com 500 unidades

### CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525