

Referência do Produto - RP-14019

Registro de Produto no MS: 80305560036

O extensor para equipos de infusão **TRO- SOLUSET BR POLIVIAS 2 NEO** é um dispositivo multivias, estéril, livre de pirogênico e de uso único, utilizado para administração simultânea de duas soluções biocompatíveis.

Composição:

- 1 – Protetor do cone adequado para garantir a esterilidade do produto
- 2 – Conector luer fêmea conforme norma NBR ISO 594- 1 e 2
- 3 – Corta- fluxo de fácil manuseio e com diferenciação de cores em cada via de acesso
- 4 – Derivação em Y
- 5 – Tubo flexível cristal Primer reduzido atóxico grau médico com boa flexibilidade e diâmetro uniforme
- 6 – Conector luer macho em material cristal em cone de 6% para conexão em cones fêmea padrão 6% conforme NBR ISO 594 - 1 e 2
- 7- Protetor do Conector adequado para garantir a esterilidade do produto

Primer aproximado: 0.29 ml

O extensor para equipo de infusão **TRO- SOLUSET BR POLIVIAS 2 NEO** é estéril e para uso único. A esterilização é feita por óxido de etileno. A validade é de 3 anos.

O extensor para equipo de infusão **TRO- SOLUSET BR POLIVIAS 2 NEO** está de acordo com as normas ISO 594 - 1 e 2 para produtos médicos classe II e é devidamente registrado na ANVISA.

Cada extensor para equipo para infusão **TRO -SOLUSET BR POLIVIAS 2 NEO** é embalado em uma embalagem tipo blister formada por uma bolsa plástica dupla de polietileno, grau médico, e papel grau cirúrgico. Esta embalagem é então colocada dentro de uma caixa de papelão, onde são colocadas 100 peças.

