

Referência do Produto - RP-20250
Registro de Produto no MS: 80305560099

A torneira de 3 vias alto fluxo **TRO VENOFLOW BR 3 VIAS ALTO FLUXO** se destina a administração de diferentes soluções contínuas e simultâneas, procedimentos intravenosos e arteriais e coletas de amostras sanguíneas, conexão em equipos, cateteres e outras conexões; com canal interno de passagem de fluidos com diâmetro de 2,9 mm, permitindo um **fluxo gravitacional de 17,2l/hr**; é compatível com citostáticos, lipídeos e hemoderivados, é isenta de metal e PVC e livre látex. É estéril, livre de pirogênio e de uso único.

Composição:

1 – Conector luer lock macho rotativo em material transparente p/ conexão em cones fêmeas padrão 6%, conf. NBR ISO 594 -1 e 2., com tampa protetora que garanta a esterilidade do produto.

2 – Torneira 3 vias de alto fluxo, com aletas de indicação de fluxo.

3 – Conector luer fêmea com tampa protetora que garanta a esterilidade do produto.

❖ **Prime** – 5ml **French** – 12Fr

A torneira de 3 vias alto fluxo **TRO VENOFLOW BR 3 VIAS ALTO FLUXO** é estéril e para uso único. A esterilização é feita por óxido de etileno. A validade é de 3 anos. A torneira de 3 vias alto fluxo **TRO VENOFLOW BR 3 VIAS ALTO FLUXO** está de acordo com as normas ISO 8536-4 ISO 594- 1 e 2 para produtos médicos classe II e é devidamente registrado na ANVISA.

A torneira de 3 vias alto fluxo **TRO VENOFLOW BR 3 VIAS ALTO FLUXO** é embalado em uma embalagem tipo blister formada por uma bolsa plástica dupla de polietileno, grau médico, e papel grau cirúrgico. Esta embalagem é então colocada dentro de uma caixa de papelão, onde são colocadas 50 peças.

