

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:

Hospitalar

MARCA:

Solidor®

FABRICANTE:

SteriLance Medical

ORIGEM:

China

REGISTRO ANVISA:

10369460222

CLASSE DE RISCO

II

Características Técnicas

- Boa resistência à perda de afiação.
- Mantem-se estéreis, possuindo grande resistência a corrosão, enquanto a embalagem permanecer inviolada.
- Embaladas individualmente por filme aluminizado termoselado.
- Esterilizadas por radiação gama.
- Possuem um orifício central para a inserção do cabo de bisturi, números 3 ou 4.
- As lâminas cirúrgicas estéreis são fabricadas de acordo com os requisitos da norma ISO 7740-1985(E).
- Produto de uso único.

Composição

Fabricadas em aço carbono

Validade

Produto com validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

As LÂMINAS DE BISTURI SOLIDOR são utilizadas em procedimentos de rotina em unidades de saúde (hospitais, clínicas, postos de saúde, consultórios médicos e odontológicos) para cortar tecidos e estruturas. O formato e a dimensão é de responsabilidade do profissional responsável pelo procedimento.

Código	Descrição	Apresentação
679	LAMINA BISTURI 10 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
680	LAMINA BISTURI 11 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
681	LAMINA BISTURI 12 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
682	LAMINA BISTURI 15 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
683	LAMINA BISTURI 15C CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
684	LAMINA BISTURI 20 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
685	LAMINA BISTURI 21 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
686	LAMINA BISTURI 22 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
687	LAMINA BISTURI 23 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades
688	LAMINA BISTURI 24 CARBONO SOLIDOR C/100	Caixa com 100 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



