

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Diagnóstica
MARCA:
Labor Import
FABRICANTE:
Shandong Weigao
ORIGEM:
China
REGISTRO ANVISA:
10369460034
CLASSE DE RISCO
I

Características Técnicas

- Compatível com diversos tamanhos de agulhas, scalps e tubos, próprios para coleta múltipla de sangue (coleta a vácuo).
- Rosca dupla de tipo universal.
- Medidas: altura de ± 5 cm e diâmetro interno de ± 2 cm.
- Produto descartável e de uso único.
- Não estéril.

Composição

Fabricado em polipropileno.

Validade

Produto com validade de 3 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Utilizado como suporte dos tubos em coletas de sangue a vácuo.

Código	Descrição	Apresentação
5019	ADAPTADOR P/ AGULHA A VACUO PADRAO	Unitário

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525