

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Diagnóstica
MARCA:
New Prov
FABRICANTE:
New Prov
ORIGEM:
Brasil
REGISTRO ANVISA:
10369469020
CLASSE DE RISCO
I

Características Técnicas

- Contagem diferencial rápida em hematologia.
- É composto de corantes ácidos e básicos, assim todas as estruturas celulares podem ser coradas conforme sua afinidade.
- Kit com 3 frascos:
 - 1 frasco com 500 ml de Instant Prov I
 - 1 frasco com 500 ml de Instant Prov II
 - 1 frasco com 500 ml de Instant Prov III

Composição

- Instant Prov I: solução alcoólica de ciclohexadienos
- Instant Prov II: solução aquosa de azobenzenosulfônico, estabilizante, conservante
- Instant Prov III: solução alcoólica de fenotiazinas, estabilizante, conservante

Validade

Produto com validade de 36 meses, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Corante panótico para a coloração diferencial dos elementos figurados do sangue.

Código	Descrição	Apresentação
9048	CORANTE RAPIDO INSTANT PROV (NP)	Kit com 3 frascos

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525