

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

### FITA TRANSPARENTE HIPOALERGICA MISSNER

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui microperfurações para facilitar e orientar o rasgo manual, e adesivo acrílico hipoalergênico (isento de látex de origem natural).

**Composição:** Fita adesiva composta por filme termoplástico micro perfurado e adesivo acrílico hipoalergênico.

**Indicação de uso:** Fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação, em regiões de pele sensível. Indicado para cirurgias estéticas devido ao produto ser mais discreto.

**Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

**Advertências:** Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

**Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação.



### REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0820	Fita Transparente Hipoalérgica Missner 2.5cm X 4,5m.	CX C/96 unidades	7896544900387	80003300027

