



Flex Indústria e Comércio de Papéis

FICHA TECNICA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DE REFERÊNCIA : 07479
DESCRIÇÃO : CAIXA PERFURO CORTANTE 13 L ECO
- UNIDADE
CODIGO DE BARRAS EAN 13 [UC] : 78989390982
UNIDADE DE CONSUMIDOR : 1 CAIXA
QUANTIDADE : 20 UNIDADES
DIMENSÕES : C20,5 X L 28,5 X A24 CM
COR : AMARELO, BRANCO E PRETO
GRAMATURA : 400 GRAMAS M²
REGISTRO ANVISA : ISENTO
NCM : 48,19,10.00
VALIDADE: 5 ANOS
CAPACIDADE TOTAL : 13 LITROS
CAPACIDADE UTIL : 10 LITROS
CAPACIDADE NOMINAL : 4,550 KG
PESO APROXIMADO : 9,350 KG
CUBAGEM : 0,074

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MATÉRIA PRIMA PRODUZIDA, PAPELÃO ONDULADO PARDO ONDA "B", SACOLA DE POLIETILENO "PEBO", FUNDO E CINTA INTERNA PAPELÃO RIGIDO, TABULEIRO DE PAPELÃO ONDULADO ONDA "B". CAIXA COLETIVA PRODUZIDA PAPELÃO ONDA "B".

RECOMENDAÇÃO

USO ÚNICO, ARMAZENAR NA EMBALAGEM ORIGINAL, NÃO ARMAZENAR EM LOCAL E AMBIENTE ÚMIDO, COM ODORES, PRÓXIMOS A PRODUTOS QUÍMICOS E LOCAIS NÃO SEGUROS.

CUIDADO ESPECIAL

MATERIAL INFECTANTE, MANUSEAR AFASTADO DO CORPO, NÃO ENCHER ULTRAPASSANDO A LINHA PONTILHADA, NÃO DESCARTAR EM LIXO COMÚM, IDENTIFICAR APÓS CHEIO E DESTINAR CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE.

NOTA

A GARANTIA DO PRODUTO ESTÁ LIMITADA NOS TERMOS ESTABELECIDOS POR ESTA FICHA TECNICA, O COMPRADOR DEVE ESTAR CIENTE DAS PROPRIEDADES DO PRODUTO E E ACEITA-LO NESTA CONDIÇÃO. AS INFORMAÇÕES DESTES DOCUMENTOS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO



FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA

RUA JOÃO ZAMARIAM, 515 - DISTRITO INDUSTRIAL II - MOCOCA - SÃO PAULO - CEP 13.739 - 020

FONE/ FAX : 3666 - 6200

WWW.FLEXPELL.COM.BR

VENDAS@FLEXPELL.COM