

# Ficha Técnica

# ClinMed

MATERIAIS HOSPITALARES  
[www.clinmed.ind.br](http://www.clinmed.ind.br)

*À 23 ANOS PRODUZINDO COM ALTA  
QUALIDADE PARA TODO O BRASIL*



MATERIAIS COM RIGOROSOS  
TESTES DE QUALIDADE



SUORTE TOTAL PARA TODOS OS  
CLIENTES E DISTRIBUIDORES

ClinMed

# Cânula de Aspiração

**Indicação:**

Aspiração de líquidos da cavidade, no ato cirúrgico.

**Componentes:**

- Bico Yankauer em poliestireno rígido (PS) com ponta atraumática;
- Extensão de tubo em PVC flexível, cristal atóxico com duas variáveis de comprimento;
- Conector em elastômero ou conector escalonado na extremidade distal.

**Comprimentos**

- 2,5 m
- 3,0 m

**Embalagem:**

- Embalagem Primária: Plástica
- Embalagem Secundária: Papel grau cirúrgico com abertura asséptica Individual
- Embalagem Terciária: Caixa de Papelão para transporte contendo quantidades variadas a critério do mercado .

**Esterilização:** Produto esterilizado com Gás Óxido de Etileno (E.T. O.)

**Validade:** 3 anos.

**Conteúdo:** Cada embalagem contém uma unidade.

**ANVISA:** Número cadastro: 80030500009


ClinMed  
Agradece a  
*Preferência*  
www.clinmed.ind.br


**TELEFONE:**

 (19) 3805-4600


 (19) 3806-4493

**CELULAR:**

 (19) 99354-2717 - Fernanda Torres

 (19) 99355-7252 - Fabíola Fritoli

**E-MAIL:**

 vendas1@clinmed.ind.br

 vendas@clinmed.ind.br