

## CAPÍTULO 5 – INSTRUÇÕES DE USO, BULA/MANUAL, ROTULAGENS

### MODELO DE ROTULAGEM

<b>Nome Técnico</b>	Gel
<b>Nome Comercial</b>	Plurigel
<b>Modelo Comercial (se houver)</b>	Plurigel
<b>Peso</b>	Conforme embalagem.
<b>Descrição do Princípio Físico ou Tecnologia do Produto</b>	Meio de contato para transmissão ultrassônica ou de impulsos elétricos. É indicado como meio de contato para exames de ultrassonografia, simples ou com doppler, e como meio de transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo em exames de eletrocardiograma, desfibriladores e bisturi elétrico. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. HIPOALERGÊNICO. USO EXTERNO.
<b>Indicação de Uso</b>	
<b>Modo de Uso (Instruções para Uso)</b>	Aplique a quantidade necessária de gel diretamente sobre a pele do paciente ou no equipamento. Sempre higienize as mãos antes de manipular o produto. Certifique-se de fechar o recipiente após o uso. Em caso de irritação, procure orientação médica. Para uso em desfibriladores e bisturis elétricos, aplicar quantidade suficiente para que não haja contato direto do equipamento com a pele do paciente.
<b>Advertências e Precauções</b>	
<b>Condições de Armazenamento e Transporte</b>	Mantenha o recipiente fechado, em ambiente seco, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
<b>Contraindicações (se houver)</b>	Não indicado para exame de ultrassonografia transvaginal.
<b>Composição</b>	Água, polímero carboxivinílico, neutralizante, glicerina, quelante e conservante a base de isotiazolinona.
<b>M.S. (Número de Registro na Anvisa)</b>	80005910004
<b>Prazo de validade</b>	2 anos
<b>Data de Fabricação</b>	MM/AA
<b>Lote</b>	Codificação interna realizada no momento da produção
<b>Fabricado e Distribuído por:</b>	
<b>Razão Social do Fabricante</b>	Carbogel Ind. e Com. Ltda.
<b>Endereço do Fabricante</b>	Rua Itapiru, 241 – São Paulo/SP – Ind. Brasileira
<b>Responsável Técnico + Número de Inscrição na Autarquia Responsável</b>	Resp. Técnico no momento da fabricação + N° CRF

### BULA/MANUAL DE USO

Não se aplica.

### ROTULAGENS DO PRODUTO

Vide arquivos eletrônicos salvos no servidor da empresa.