

INSTRUÇÃO DE USO






- 1) **NOME COMERCIAL**
Sugador Cirúrgico
- 2) **DESCRIÇÃO**
O Sugador de sangue Maquira oferece maior segurança nos procedimentos, diminuindo as chances de contaminação tanto do profissional quanto de seus pacientes.
- 3) **INDICAÇÃO DE USO**
Utilizado em periodontia, implantes, cirurgias odontológicas e pequenas cirurgias médicas.
- 4) **APRESENTAÇÃO**
Caixa com 20/40 unidades.
- 5) **COMPOSIÇÃO**
Tubo principal: PVC
Ponteira: propileno e pigmento
- 6) **MODO DE USO**
 1. Encaixar o sugador no equipamento
 2. Após o uso, descartar o produto.
- 7) **ADVERTÊNCIA**
Produto de uso exclusivamente profissional.
Não utilizar o produto se a embalagem estéril estiver danificada.
Produto descartável.
- 8) **PRECAUÇÃO**
Produto de uso exclusivamente profissional.
Não utilizar o produto se a embalagem estéril estiver danificada.
Produto descartável.
- 9) **CONTRAINDICAÇÃO**
Não reutilizar o produto.
- 10) **EFEITO ADVERSO**
Não se aplica.
- 11) **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**
Armazenar em local limpo, seco e abrigo da luz solar direta. Temperatura: inferior a 30°C.
Umidade: inferior a 75 UR.
- 12) **PRAZO DE VALIDADE**
Dois (02) anos após a data da esterilização
- 13) **MODO DE DESCARTE**
O produto deve ser descartado conforme a legislação vigente de seu país.

14) DIZERES LEGAIS

Maquira Indústria de Produtos Odontológico S.A.
 End: Av. Melvin Jones 773 Pq. Industrial Bandeirantes
 Maringá - Paraná - CEP: 87070-030

Responsável Técnico: Kellen Dib de Campos
 CRF-PR 15.807
 Reg. ANVISA: 80322400030

15) SIMBOLOGIA

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.	
	Manter seco Mantener seco Keep dry	
Ler as instruções de uso Leer las instrucciones de uso Read the instructions of use		Manter ao abrigo do sol Mantener al abrigo del sol Keep sheltered from sunlight
	Produto de uso único Producto de um solo uso Single use product	