

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Diagnóstica
MARCA:
J. Prolab
FABRICANTE:
J. Prolab
ORIGEM:
Brasil
REGISTRO ANVISA:
80097910001
CLASSE DE RISCO
I

Características Técnicas

- Pote coletor descartável com capacidade de 50 ou 70 ml.
- Graduação de 10 em 10 ml.
- Modelos:
 - Estéril (radiação ionizante), tampa na cor vermelha, embalados individualmente e sem pá.
 - Não estéril, tampa na cor branca, acompanhado de pá.
- Produzido com material atóxico e inodoro.

Composição

- Pote: polipropileno
- Tampa: polietileno

Validade

Produto com validade de 5 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Coletor universal destinado a coleta de materiais para análises clínicas.

Código	De Descrição	Volume	Estéril	Apresentação
9292	POTE COLETOR 50ML C/PA N/EST C/1000 (JP)	50 ml	Não	Pacote com 1000 unidades
12156	POTE COLETOR 50ML S/PA EST C/1000 (JP)	50 ml	Sim	Pacote com 1000 unidades
12220	POTE COLETOR JP 70ML S/PA EST C/500 (JP)	70 ml	Sim	Pacote com 1000 unidades
12220	POTE COLETOR 70ML C/PA NAO EST C/500 (JP)	70 ml	Não	Pacote com 1000 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE