

**DESCRIPTIVO TÉCNICO - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO DE PLÁSTICO
- SEM ADITIVO**

NEOLAB

FICHA TÉCNICA

	TUBOS PARA COLETA A VÁCUO DE PLÁSTICO SEM ADITIVO
Material	Tubo de plástico sem aditivo
Uso	Transporte de amostras, técnicas de PRF (fibrina rica em plaqueta) e PRP (plasma rico em plaquetas).
Especificações	Possui pressão negativa necessária, de modo que ao puncionar o sangue seja automaticamente transferido para o tubo através da diferença de pressão.
Cor da tampa	Branca
Método de esterilização	Radiação ionizante (Gama)
Marca	NEOVACCUMI®

Embalagem

Embalagens primárias	Rack com 100 unidades
Armazenamento	Temperatura: 5 a +30°C Umidade Relativa: 20% a 80%
Origem	India
NCM	9018.39.99

Código	Descritivo	Embalagem
SVP900WCI*	Medidas: 16x100 mm e volume de aspiração: 9 mL*	Rack com 100 unidades*

*sob demanda

REGISTRO ANVISA: 81140320019

1. produto descartável, descartar após o uso;
2. não utilizar após vencimento ou se a embalagem primária estiver danificada.