



Especificação Técnica Luva para Procedimento NUGARD NITRIL

REG Nº.: 109
Nº DE REVISÃO: 03
DATA DE REVISÃO: 03/10/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO :
EDSON PACHER CRF/SC 4300

Nome Técnico: Luvas para procedimento Nitrílica – Marca NUGARD NITRIL

Nome Comercial: Luva para procedimento Nitrílica - Isenta de Pó

Certificado de Aprovação – CA: 31.288

Registro ANVISA: 80748910001



Descrição Técnica:

Luva para procedimento, Livre de látex, não estéril, Ambidestra, lisa, Isenta de pó e superfície texturizada na ponta dos dedos, cores Azul, Rosa e Preta.

Composição: Borracha Sintética (Nitril).

AZUL:

TAMANHOS	CAIXA COMERCIAL	CAIXA DE TRANSPORTE	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS
PP	100 unidades	1.000 unidades	4,3	0,24	0,25	0,26	7898994057758
P	100 unidades	1.000 unidades	4,5	0,24	0,25	0,26	7898994057765
M	100 unidades	1.000 unidades	5,3	0,24	0,25	0,26	7898994057772
G	100 unidades	1.000 unidades	5,5	0,24	0,25	0,26	7898994057789

ROSA:

TAMANHOS	CAIXA COMERCIAL	CAIXA DE TRANSPORTE	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS
PP	100 unidades	1.000 unidades	4,3	0,24	0,25	0,26	7898949349617
P	100 unidades	1.000 unidades	4,5	0,24	0,25	0,26	7898949349624
M	100 unidades	1.000 unidades	5,3	0,24	0,25	0,26	7898949349631
G	100 unidades	1.000 unidades	5,5	0,24	0,25	0,26	7898949349648

PRETA:

TAMANHOS	CAIXA COMERCIAL	CAIXA DE TRANSPORTE	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS
PP	100 unidades	1.000 unidades	4,3	0,24	0,25	0,26	7898994057710
P	100 unidades	1.000 unidades	4,5	0,24	0,25	0,26	7898994057727
M	100 unidades	1.000 unidades	5,3	0,24	0,25	0,26	7898994057734
G	100 unidades	1.000 unidades	5,5	0,24	0,25	0,26	7898994057741

Rodovia Antonio Heil, nº. 1001, KM 01, SALA 203 – Itaipava – 88.316-001 – Itajaí – SC
Fone: (47) 3248-9933 .

CNPJ: 12.936.659/0001-33 – I.E.: 256.266.247



Especificação Técnica Luva para Procedimento NUGARD NITRIL

REG Nº.: 109
Nº DE REVISÃO: 03
DATA DE REVISÃO: 03/10/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO :
EDSON PACHER CRF/SC 4300

Dimensões e Tolerâncias:

TAMANHO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ESPESSURA ÁREA LISA (mm)	ESPESSURA ÁREA COM TEXTURA	CENTRO APROXIMADO DA PALMA AREA LISA
PP	≤ 80	220	≥0,08	≥ 0,11	≤ 2,00
P	80 ± 10 mm	220	≥0,08	≥ 0,11	≤ 2,00
M	95 ± 10 mm	230	≥0,08	≥ 0,11	≤ 2,00
G	110 ± 10 mm	230	≥0,08	≥ 0,11	≤ 2,00

Indicação, finalidade, uso e aplicação a que se destina o produto:

As Luvas para procedimento não cirurgicos Nitrilica – marca NUGARD NITRIL, são utilizadas por profissionais em procedimentos gerais onde não haja a necessidade de uma luva esterilizada. Podem ser utilizadas também em procedimentos onde haja a necessidade de uma luva esterilizada, como, por exemplo, no caso de intervenções cirúrgicas, curativos em queimados, etc. Neste caso a luva deverá ser esterilizada no hospital através de óxido de etileno.

Orientações para o uso e aplicação correta do produto:

Para uso correto do produto, primeiramente deve ser feita uma breve assepsia com lavagem das mãos e posterior secagem das mesmas para que em seguida as luvas sejam calçadas, antes das atividades pelos profissionais expostos a risco de contaminação.

Precauções, restrições, advertências e cuidados especiais:

- Contém Borracha Sintética (Nitril);
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Produto de uso único - Nunca reutilizar a luva; Destruir após o uso;
- Desprezar a luva sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Observe o tamanho da luva antes do uso para evitar que a mesma se rasgue;
- Armazenar em local fresco, seco e em temperatura ambiente.

Especificação do produto:

- As Luvas para procedimento NUGARD NITRIL se enquadram na NR-6 como EPI para proteção de membros superiores – item (e) LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS;

Rodovia Antonio Heil, nº. 1001, KM 01, SALA 203 – Itaipava – 88.316-001 – Itajaí – SC
Fone: (47) 3248-9933 .
CNPJ: 12.936.659/0001-33 – I.E.: 256.266.247



Especificação Técnica Luva para Procedimento NUGARD NITRIL

REG N°: 109
N° DE REVISÃO: 03
DATA DE REVISÃO: 03/10/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO :
EDSON PACHER CRF/SC 4300

- A Marcação do CA (Certificado de Aprovação) é impressa no punho da luva, bem como as informações relacionadas ao IMPORTADOR, LOTE e DATA DE FABRICAÇÃO cumprindo as exigências estabelecidas pelas portarias 332 e 451 do INMETRO e RDC 55 da ANVISA.

Classificação: As luvas para procedimento NUGARD NITRIL atendem as **ABNT NBR ISO 11193-1** Luvas para exame médico de uso único.

Responsável Técnico: Edson Pacher
CRF/SC 4300