

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:
Hospitalar
MARCA:
Labor Import
FABRICANTE:
Shandong Weigao
ORIGEM:
China
REGISTRO ANVISA:
10369460065
CLASSE DE RISCO
II

Características Técnicas

- Equipo macrogotas (20 gotas/ml), modelo completo, para administração de soluções parenterais.
- Ponta perfurante adaptável a qualquer tipo de frasco ou bolsa.
- Câmara de gotejamento flexível e transparente, que permite o monitoramento do fluxo da solução a ser administrada.
- Filtro de ar hidrófobo para retenção de partículas.
- Tubo flexível e transparente de 1,50 m de comprimento, com injetor lateral auto cicatrizante.
- Pinça rolete para controle de fluxo.
- Conector luer-lock fixo, que garante perfeito ajuste aos dispositivos de infusão.
- Embalado individualmente em papel grau cirúrgico ou polybag.
- Esterilizado por óxido de etileno.
- Produto látex-free.

Composição

- Tampa protetora: Polietileno
- Câmara de gotejamento: PVC
- Filtro: Acetato de celulose
- Regulador de Fluxo e Adaptador luer: ABS
- Injetor lateral: ABS e PVC

Indicação de Uso

Utilizado na administração de soluções intravenosa em ambiente hospitalar, clínicas ou unidades de saúde.

Validade

Produto com validade de 36 meses, a partir da data de fabricação.

Código	Descrição	Apresentação
5401	EQUIPO MACRO COMPLETO L2 PVC	Pacote com 25 unidades
5401B	EQUIPO MACRO COMPLETO L2 PGC	Pacote com 25 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525