

Tubo de látex (Garrote Seroflex) - **Registro Anvisa: 81479110002**



- Descrição, indicação e características:

Extensão flexível de TPS (TPE-S) atóxico, disponível em diferentes diâmetros e comprimentos.

Eficaz e prático para diversas aplicabilidades: conexões entre componentes dos produtos médico-hospitalares, confecção de aparelhos para fisioterapia, garrote para flebotomia, entre outras. Produto não estéril e não autoclavável.

- Composição do Produto:

- TPS (TPE-S) atóxico 60A;
- Embalagem individual.

- Modo de uso:

- Verifique se o modelo do produto a ser utilizado realmente se aplica a finalidade desejada;
- Verifique a integridade da embalagem do produto e o prazo de validade;
- Abra a embalagem cuidadosamente;
- Certifique-se de que o produto atende a finalidade desejada.

- Precauções e advertências;

- Em caso de vazamento, interromper o procedimento imediatamente;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta, danificada;
- Não utilizar se o produto estiver com defeito;
- Os produtos GARROTE SEROFLEX foram concebidos para **uso único** e exclusivo a somente um paciente;

- Armazenar em local limpo, longe do calor e da umidade.
- Não reutilizar;
- Armazenar em local limpo, longe do calor e da umidade.

A Seroplast **não se responsabiliza** por danos causados por utilização não conforme com o manual de uso.
Em caso de dúvidas, sugestões e/ou elogios entrar em contato em um dos meios citados ao final do documento.

Fabricado por:

SeroPlast Indústria e Comércio Hospitalar Eireli

CNPJ: 23.596.733/0001-36

IE.: 87.219.267

Seroplast[®]
INDÚSTRIA E COMÉRCIO



Resp. Técnico: Eduardo Santos do Canto
CRF/RJ 8207

Rua Viúva Graça Nº 65, São Miguel - 23.893-700 - Seropédica – RJ
Contatos: (21) 3787-0164 / 3787-0403
Sac: qualidade@seroplast.com.br
www.seroplast.com.br