

Serovac - Tipo Pera (Dreno de blake)

Dreno de Sucção - Tipo Pera

O Dreno de Sucção - Blake (tipo pera) é um dispositivo para sucção contínua no pós operatório em Sistema Fechado para situações nas quais o organismo descarta líquido, em cirurgias comuns, cirurgias ortopédicas, feridas e inchaço hipodérmico.

Descrição do produto:

- Funcionará como a bomba de sucção
- Capacidade líquida de 100ml ou 200ml
- Válvulas para drenagem com 2 ou 4 vias
- Tampa para desprezo do material coletado
- Composto de Silicone
- Cânula de aço inoxidável de 1/8", 3/16" ou 1/4"
- Tamanho: 3,2mm, 4,8mm e 6,4mm



REGISTRO ANVISA: 81479119010