



Ficha técnica de produto

Cód: 5563

Dados do Fabricante

Nome:	Produtos Cirúrgicos Serra da Estrela Ltda				CNPJ:	069063570001-10		
IE:	77.787.097	Contato:	Melina Pinto - Gerente Geral	Telefone	21 3769-8598	No de Autorização da Anvisa:		80649380
Enquadramento fiscal:		Lucro Real						

Dados do Produto

Nome:	Compressa para curativo algodoad estéril 15x30cm				Apresentação:		Pacote com 01 unidades e caixa com 100 pacotes						
Indicação:	Indicada para absorcao de sangue e secrecoes e em pós-cirurgias para curativos em geral.												
Composição:	Manta 100% algodao hidrófilo de 30g/m2 envolvida com tecido de gaze 13 fios 100% algodao. Apresenta indicador químico na embalagem, possibilitando verificacao eficiente da letalidade microbiológica do produto.							Dimensões:	15x30cm				
Grupo Farmacêutico:	Produto para Saúde		Linha:	Primeiros Socorros		Categoria de Uso:	Adulto de Infantil		Via de Administração:	Uso tópico			
Cód. Do Produto:	5.563		No Reg. Anvisa:	80649389001		Validade do registro:	Indeterminado		Validade do produto:	5 anos a partir da data de fabricação			
Transporte:	Em local fresco, seco e livre da ação de agentes externos.				Conservação:		Em local limpo, seco, com temperatura entre 15 e 25 graus celsius e umidade entre 25% e 55%.						
Produto estéril:	Sim				Método de esterilização		Esterilizado por óxido de etileno.						
Unidades por caixa de embarque:		100 pacotes		Peso (kg):	Entre 2,53 e 2,69		Embalagem:		Envelopes tipo pouche em papel grau cirúrgico PGC 60 g/m² + Filme PET/PE (embalagem primária) e caixa de papelão (embalagem secundária)				
Dimensões	Altura		Largura		Comprimento		Cubagem (cm3)		Código de Barras		7898361307851		13
Unidade (cm)	13		10		2		260			EAN (F)			
Cx de Embarque (cm)	23		37		40		34040			DUM			14
Clássificação fiscal (NCM):		3005.90.90			Origem do produto:		Nacional			Alíquota de ICMS:	Varia de acordo com o estado.		
Pertence a lista:	Neutra			Incidência de ST:		Se aplica							

Autorizado por:

Ass.