

# TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL

## Outros modelos disponíveis:

- Touca com laço com cúpula
- Touca com laço sem cúpula
- Touca costurada

## Dimensões disponíveis:

Touca sanfonada: 0,48 m X 0,44 m

Touca laço: 0,57 m X 0,20 m

Touca com ou sem cúpula:

0,52 m X 0,16 m

Touca costurada: 0,50 m X 0,50 m

## Gramaturas:

8 g/m<sup>2</sup> a 20 g/m<sup>2</sup>

## Cores:

Azul, branco, rosa e verde

## Indicação

Oferece proteção tanto para o usuário quanto para o produto manuseado. Quanto à proteção do usuário, a touca evita o contato do cabelo com máquinas que possam colocar o trabalhador em risco, como sugar, puxar ou enroscar os cabelos.

## Indicações de uso

Indicada para a proteção do usuário e do local de trabalho em procedimentos cirúrgico-hospitalares, laboratoriais e no manuseio de materiais contaminados, podendo ser utilizado pela equipe médica, enfermeiros e pacientes.

## Embalagem

Pacote com 100 unidades.

## Características

Tecnologia do tecido: não tecido (TNT) 100% polipropileno.

