

## Água Deionizada para Autoclave 5L

**Registro ANVISA/M.S:** Isento.

### 1 - Indicações

O que é Água deionizada para autoclave NESTSAFE?

A Água Deionizada para Autoclave NESTSAFE é obtida por um processo de purificação no qual a maioria dos íons minerais, como sais e metais, é removida por métodos como troca iônica ou osmose reversa. Esse tipo de água apresenta elevada pureza em relação aos minerais presentes na água comum, porém o processo de deionização não remove bactérias ou partículas.

Para que serve água deionizada para autoclave NESTSAFE?

A água deionizada para autoclave NESTSAFE é usada em autoclaves para prevenir corrosão e depósitos minerais no equipamento. Sua pureza ajuda a manter a eficiência do processo de esterilização, garantindo que o vapor gerado seja livre de impurezas.

### 2 - Diferenciais e benefícios

pH: 5,0 a 8,0;

Odor: Produto Inodoro;

Condutividade: <1,0;

Aspecto: Líquido Translúcido;

Galão com 5 litros;

Para uso exclusivo profissional.

### 3 - Itens inclusos

01 Galão de água deionizada, purificada para autoclave, com PH de 5,0 a 8,0, de 5 litros NESTSAFE.

### 4 - Contraindicações

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada;

Consumo não recomendado;

Não recomendada e imprópria para injetáveis ou estações de hemodiálise.

## 5 - Medidas

Altura da embalagem (cm) 34,00

Largura da embalagem (cm) 15,00

Profundidade da embalagem (cm) 15,00

Peso bruto com embalagem (Kg) 5,300

## 6 - Higiene e Conservação

Produto de uso exclusivamente profissional;

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;

Produto de uso externo;

Após aberta a embalagem, consumir no máximo em 60 dias.

## 7 - Garantia

3 meses

## 8 - Imagem do produto



**9 - Fabricado por**

Illo Química Ltda.

Rua Tancredo de Almeida Neves, 4768, São Cristóvão, Concórdia - SC, 89711-652.

CNPJ: 07.414.755/0001-81.

AFE: 3.04.251-8.

Resp. Téc: Vanessa Slongo Menegatti CRQ/SC n° 13201395.

**10 - Distribuído por**

Ballke Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 06.103.122/0002-70 | I.E. 255128606.

Travessa Sinamomo, Bairro Arvoredo, n°70.

CEP: 89701-494 - Concórdia - Santa Catarina - Brasil.